


Mrps16 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9Y3D3

품목 번호: CM0030118



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPS16에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블랏, 면역형광, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 MRPS16을 검출합니다. 미토콘드리아 번역 연구 및 COXPD2 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS16 토끼 pAb
비고/별칭	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
종	인간
유전자ID	51021
면역원	인간 MRPS16 (NP_057149.1)의 아미노산 1-137에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3D3
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백