


Mrps27 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q92552

품목 번호: CM0014284



소개

인간 MRPS27(미토콘드리아 리보솜 단백질 S27)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합하며 미토콘드리아 번역 및 암 연구 분야의 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS27 토끼 pAb
비고/별칭	S27mt; MRP-S27; MRPS27
종	인간
유전자ID (인간)	23107
유전자ID	23107
면역원	인간 MRPS27 (NP_055899.2)의 아미노산 255-414번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92552
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스팩