

Mrps36 토끼 Pab, Wb·ihc-P·elisa 적용 - P82909

품목 번호: CM0024671

소개

인간 MRPS36/알파-케토글루타르산 탈수소효소 구성요소 4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 쥐 시료에 적합하며 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS36 토끼 pAb
비고/별칭	MRPS36; DC47; MRP-S36; 미토콘드리아 리보솜 단백질 S36
종	인간
유전자ID (인간)	6183
유전자ID (쥐)	92259
면역원	인간 MRPS36 (NP_150597.1)의 아미노산 1-103 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P82909
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스 팩