


Wb, Elisa용 Msr1 토끼 Mab - P21757

품목 번호: CM0007038



소개

MSR1 Rabbit mAb은 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트의 대식세포 스캐벤저 수용체 1(MSR1/CD204)을 ~50 kDa에서 검출합니다. 거품 세포(foam cell) 형성, 죽상경화증, 및 선천성 면역 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSR1 Rabbit mAb
비고/별칭	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCAR1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4481
GeneID	4481
면역원(Immunogen)	사람 MSR1 (P21757)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21757
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백