


Wb, If-P, Elisa용 Msr1/Sra/Sr-A Rabbit Polyclonal Antibody - P21757

품목 번호: CM0024234



소개

인간 MSR1 (CD204/청소수용체 A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역원: 재조합 단백질 (인간 MSR1의 아미노산 90-274). 동맥경화증 및 선천면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MSR1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
종	인간
GeneID (인간)	4481
GeneID	4481
면역원	인간 MSR1 (NP_619729.1)의 아미노산 90-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P21757
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백