

Wb 및 Elisa용 Mst4 토끼 단클론 항체 - Q9P289

품목 번호: CM0003387



소개

MST4(STK26)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 사람, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있으며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 성장 조절, 세포자살 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MST4 토끼 mAb
비고/별칭	MASK; MST4
종	사람
GeneID (사람)	51765
GeneID	51765
면역원	사람 MST4(Q9P289)의 아미노산 317-416번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9P289
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩