

Mt-Co3 토끼 다클로날 항체 - Mt-Co3 Rabbit Pab

품목 번호: CM0025859

소개

WB 및 ELISA용 토끼 항-MT-CO3 폴리클로날 항체로, 마우스 및 랫트 종과 반응합니다. 이 항체는 마우스 MT-CO3 (NP_904334.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드로 면역하여 제작되었습니다. 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT-CO3 Rabbit pAb
비고/별칭	COX3; MT-CO3
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	4514
유전자 ID	17710
면역원	합성 펩타이드 마우스 MT-CO3 (NP_904334.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백