


Mt-Nd1 토끼 다클론 항체 (항-Nadh 탈수소효소 서브유닛 1), Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - P03886

품목 번호: CM0023472



소개

인간 MT-ND1 (NADH 탈수소효소 서브유닛 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적 분자량은 36kDa이며, 미토콘드리아 복합체 I 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT-ND1 토끼 pAb
비고/별칭	MTND1; ND1; MT-ND1
종	인간
GeneID (인간)	4535
GeneID	4535
면역원	인간 MT-ND1 (YP_003024026.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P03886
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩