


Wb 및 Elisa용 Mt-Nd1 Rabbit Polyclonal Antibody - P03888

품목 번호: CM0025788



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 MT-ND1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간 및 마우스의 NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 1(미토콘드리아 Complex I의 핵심 소단위체)을 인식합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND1 Rabbit pAb
비고/별칭	TrnI; MT-ND1
종	마우스
유전자 ID (인간)	4535
유전자 ID	17716
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P03888
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백