

Mt-Nd3 토끼 다클로날 항체 - Mt-Nd3

품목 번호: CM0030955

소개

마우스 MT-ND3의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드를 면역원으로 하여 제작된 MT-ND3 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 예상 분자량은 13kDa입니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 매개변수         | 사양                                                       |
| 제품명          | MT-ND3 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭        | ND3; MT-ND3                                              |
| 종(Species)   | 마우스                                                      |
| 유전자 ID (사람)  | 4537                                                     |
| 유전자 ID (마우스) | 17718                                                    |
| 면역원          | 마우스 MT-ND3 (NP_904335.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원          | 토끼                                                       |
| 카테고리         | 다클로날 항체                                                  |
| 응용           | WB, ELISA                                                |
| 교차 반응성       | 사람, 마우스, 쥐                                               |
| 단백질 분자량      | 13kDa                                                    |
| 배송           | 아이스 팩                                                    |