

Mt-Nd4 Rabbit Polyclonal Antibody - Mt-Nd4

품목 번호: CM0030179

소개

이 토끼 폴리클론 항체는 미토콘드리아 복합체 I의 핵심 서브유닛인 MT-ND4(ND4)를 특이적으로 표적합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합하며, 인간, 마우스 및 래트 샘플을 인식합니다. 미토콘드리아 기능 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND4 Rabbit pAb
비고/별칭	ND4; MT-ND4
종	마우스
유전자 ID (인간)	4538
유전자 ID (마우스)	17719
면역원	마우스 MT-ND4 (NP_904337.1)의 아미노산 360-459에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백