

Wb, Elisa용 Mtf2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y483

품목 번호: CM0025096



소개

인간 MTF2에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. PRC2 복합체 연구 및 ES 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTF2 Rabbit pAb
비고/별칭	M96; PCL2; TDRD19A; dJ976O13.2; MTF2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	22823
GeneID	22823
항원(Immunogen)	인간 MTF2 (NP_001157864.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y483
단백질 분자량(Protein Weight)	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)