

Wb, Elisa용 Mthfr 토끼 다클로날 항체 - P42898

품목 번호: CM0018491



소개

인간 메틸렌테트라하이드로폴레이트 환원효소(MTHFR)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. 엽산 및 메티오닌 대사와 관련 질병 변이 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTHFR Rabbit pAb
비고/별칭	MTHFR
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4524
GeneID	4524
면역원(Immunogen)	인간 MTHFR (NP_005948.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	P42898
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스백