


Mtif2 Rabbit Pab - P46199

품목 번호: CM0023498



소개

미토콘드리아 번역 개시 인자 IF-2 (MTIF2)를 표적하는 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 합성 및 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTIF2 Rabbit pAb
비고/별칭	MTIF2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4528
GeneID	4528
면역원(Immunogen)	인간 MTIF2 (NP_002444.2)의 아미노산 428-727에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P46199
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)