

Mtif2 토끼 다클론 항체 - P46199

품목 번호: CM0023468

소개

미토콘드리아 번역 개시인자 IF-2(MTIF2)를 표적으로 하는 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응하며 미토콘드리아 단백질 합성 및 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTIF2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MTIF2
종	사람
유전자ID (사람)	4528
유전자ID	4528
면역원	사람 MTIF2 (NP_002444.2)의 아미노산 428-727에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P46199
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩