

## Mtor 토끼 다클론 항체 - P42345

품목 번호: CM0019663



### 소개

인간, 마우스, 랫드에서 반응성이 확인되었으며 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 검증된 mTOR 토끼 다클론 항체입니다. 세포 성장과 대사의 중심 조절자로서 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | mTOR 토끼 다클론 항체                                              |
| 비고/별칭       | SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAFT1; mTOR                 |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 2475                                                        |
| GeneID      | 2475                                                        |
| 면역원         | 인간 mTOR(NP_004949.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질. |
| 유래 동물       | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | P42345                                                      |
| 단백질 분자량     | 289kDa                                                      |
| 배송          | 아이스팩                                                        |