

Wb, Elisa용 Mtx1 토끼 다가클로날 항체(Pab) - Q13505.0

품목 번호: CM0024701

소개

단백질 수입에 관여하는 미토콘드리아 외막 단백질인 MTX1(Metaxin-1)을 표적으로 하는 토끼 다가클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTX1 토끼 pAb
비고/별칭	MTX; MTXN; MTX1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	4580
GeneID	4580
면역원	재조합 단백질 사람 MTX1 (NP_942584.2)의 아미노산 186-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13505
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)