

Mx1 토끼 다클론 항체 - P20591

품목 번호: CM0021127



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인터페론 유도 GTP-결합 단백질 Mx1 다클론 항체입니다. 사람 및 생쥐 MX1과 반응하며, 항바이러스 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MX1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; lncMX1-215; MX1
종	사람
유전자ID (사람)	4599
유전자ID	4599
면역원	사람 MX1 (NP_001171517.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	P20591
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스 팩