

Wb, Elisa용 Myb 토끼 다클론 항체 - P10242

품목 번호: CM0017661

소개

WB 및 ELISA용 MYB 토끼 다클론 항체(P10242). 인간 MYB의 아미노산 380-640 영역 내 합성 펩타이드 면역원으로 부터 유래했습니다. 전사 연구에서 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYB 토끼 다클론 항체
비고/별칭	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
종	인간
GeneID (인간)	4602
GeneID	4602
면역원	합성 펩타이드 인간 MYB(NP_005366.2)의 아미노산 380-640 영역에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10242
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백