

Myf5 Rabbit Pab For Wb - P13349

품목 번호: CM0022330



소개

MYF5 Rabbit 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 근육 분화에 중요한 전사 인자인 인간 및 마우스 MYF5와 반응합니다. 근육 형성 연구 및 발달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MYF5 Rabbit pAb
비고/별칭	EORVA; bHLHc2; MYF5
종	인간
유전자 ID (인간)	4617
유전자 ID	4617
면역원	인간 MYF5 (NP_005584.2)의 아미노산 143-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13349
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백