

Wb 및 Elisa용 Myf6 토끼 다클론 항체 - P23409

품목 번호: CM0013270

소개

MYF6 토끼 다클론 항체(P23409)는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 다클론 항체입니다. 이 항체는 인간, 마우스 및 랫드의 MYF6를 검출하며, 골격근 분화에 필수적인 27 kDa 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYF6 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
종	인간
GeneID (인간)	4618
GeneID	4618
면역원	인간 MYF6(NP_002460.1)의 아미노산 80-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P23409
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩