

Myh10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - P35580

품목 번호: CM0015151



소개

인간 MYH10(Myosin-10)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 예측 분자량 229 kDa의 인간, 마우스, 쥐 MYH10을 검출합니다. 세포 운동성, 세포질 분열, 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH10 Rabbit pAb
비고/별칭	NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10
종	인간
유전자 ID (인간)	4628
유전자 ID	4628
면역원	인간 MYH10 (NP_001242941.1)의 아미노산 1908-2007에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P35580
단백질 무게	229kDa
배송	아이스백