


## Wb, If-P, Elisa용 Myh14 Rabbit Mab - Q7Z406

품목 번호: CM0004360



### 소개

WB, IF-P, ELISA용으로 검증된 MYH14 Rabbit 단일클론 항체; 인간, 마우스, 래트와 반응함. 세포분열, 세포 형태 및 비근육 미오신 기능 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | MYH14 Rabbit mAb                                                                 |
| 비고/별칭                    | DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; myosin; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14 |
| 종(Species)               | Human                                                                            |
| GeneID (Human)           | 79784                                                                            |
| GeneID                   | 79784                                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드 인간 MYH14 (NP_079005.3)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.                 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                                           |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                                          |
| 응용(Application)          | WB, IF-P, ELISA                                                                  |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat                                                                |
| SWISS                    | Q7Z406                                                                           |
| 단백질 분자량                  | 228kDa                                                                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                                                   |