

Wb, If-P, Elisa용 Myh6 토끼 단클론 항체 - P13533

품목 번호: CM0010574

소개

WB, IF-P, ELISA에 적합한 인간 MYH6(알파-MHC)에 대한 토끼 단클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 심근 수축 및 심근병증 연관 돌연변이 연구에 사용됩니다. SWISS: P13533.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYH6 토끼 mAb
비고/별칭	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC
종	인간
GeneID (인간)	4624
GeneID	4624
면역원	인간 MYH6 (NP_002462.2)의 아미노산 160-260 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13533
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스팩