

Myh6/A-Mhc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P13533

품목 번호: CM0018022

소개

고품질 토끼 폴리클론 항체로, MYH6/ α -MHC에 대해 WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 심근 연구 및 진단 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH6/ α -MHC Rabbit pAb
비고/별칭	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
종	인간
유전자 ID (인간)	4624
유전자 ID	4624
면역원	인간 MYH6/ α -MHC (NP_002462.2)의 아미노산 600-700에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P13533
단백질 분자량	224 kDa
배송	아이스백