

Wb, If-P, Elisa용 Myl2 Rabbit Mab - P10916

품목 번호: CM0011507



소개

MYL2 Rabbit mAb는 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 단일클론 항체입니다. 인간 MYL2(MLC2)를 표적으로 하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 심근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYL2 Rabbit mAb
비고/별칭	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
종	인간
유전자 ID (인간)	4633
유전자 ID	4633
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P10916
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩