

Wb, Elisa용 Mylk 토끼 단일클론 항체 - Q15746

품목 번호: CM0008691



소개

WB 및 ELISA용 인간 MYLK(MLCK)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 평활근 수축, 세포 이동 및 염증 반응 연구에 적합합니다. 분자량은 211 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYLK 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
종	인간
GeneID(인간)	4638
GeneID	4638
면역원	합성 펩타이드: 인간 MYLK(Q15746)의 아미노산 1800-1900 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15746
단백질 분자량	211kDa
배송	아이스팩