

Wb, If/Icc, Elisa용 Mylk3 토끼 다클로날 항체 - Q32Mk0

품목 번호: CM0026703

소개

MYLK3(Cardiac-MLCK)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 사람 및 마우스와 교차 반응하고 약 88 kDa 단백질을 검출합니다. 심장 근원섬유 및 키나제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYLK3 Rabbit pAb
비고/별칭	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
종	사람(Human)
GeneID (사람)	91807
GeneID	91807
면역원	재조합 단백질 사람 MYLK3 (NP_872299.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q32MK0
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백