


Myo10 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9Hd67

품목 번호: CM0018258



소개

MYO10 Rabbit pAb (Q9HD67)는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증된 폴리클론항체로, 인간 MYO10을 표적하며 마우스와의 교차반응성을 보입니다. 세포 접착, 필로포디아, 세포 내 수송에서 마이오신-X 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYO10 Rabbit pAb
비고/별칭	MyoX; MYO10
종	인간
유전자 ID	4651 (인간)
면역원	인간 MYO10 (NP_036466.2)의 아미노산 845-944 서열에 상응하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HD67
단백질 분자량	237kDa
배송	아이스백