

Wb, Elisa용 Myo5A 토끼 다클로날 항체 - Q9Y4I1

품목 번호: CM0025685



소개

MYO5A Rabbit pAb은 재조합 인간 MYO5A 단백질에 대해 토끼에서 생산된 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 미오신-Va 모터 기능, 멜라노솜 운반 및 신경 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYO5A Rabbit pAb
비고/별칭	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4644
면역원(Immunogen)	인간 MYO5A (NP_000250.3)의 아미노산 950-1150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y4I1
단백질 분자량	215kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)