


Wb, Elisa용 Myoc 토끼 다클로날 항체 - Q99972

품목 번호: CM0024287



소개

인간 MYOC(Myocilin)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 녹내장, 세포 부착 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYOC Rabbit pAb
비고/별칭	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4653
GeneID	4653
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q99972
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)