

Wb 및 Elisa용 Myod1 토끼 다클론 항체 - P15172

품목 번호: CM0016729

소개

인간 MyoD1(SWISS: P15172)을 표적으로 하는 MyoD1 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA에서 신뢰성 있는 검출을 제공하며, 마우스와의 교차 반응성을 통해 근육 분화 및 근육 발생 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MyoD1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHcl; MYODRIF; MyoD1
종	인간
유전자 ID(인간)	4654
유전자 ID	4654
면역원	인간 MyoD1(NP_002469.2)의 아미노산 226-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15172
단백질 분자량	35kDa
배송 조건	얼음팩