


Wb 및 Elisa용 마이오글로빈 토끼 단일클론 항체 - P02144

품목 번호: CM0003517



소개

인간 마이오글로빈(P02144)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐 마이오글로빈을 검출합니다. 산소 운반, 근육 생리학, 아질산 환원효소 활성화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마이오글로빈 토끼 mAb
비고/별칭	MYOSB; PVALB; 마이오글로빈
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4151
GeneID	4151
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 마이오글로빈(P02144)의 아미노산 55-154 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P02144
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)