

Myom2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P54296

품목 번호: CM0019029

소개

MYOM2 토끼 pAb는 인간 MYOM2를 대상으로 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있어, 근원섬유 M 밴드 구조와 근절 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYOM2 토끼 pAb
비고/별칭	TTNAP; MYOM2
종	인간
유전자ID (인간)	9172
유전자ID	9172
면역원	인간 MYOM2(NP_003961.3)의 아미노산 1-200번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P54296
단백질 분자량	165kDa
배송 방식	아이스 팩