


Myot Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

품목 번호: CM0026831



소개

인간 마이오티린(MYOT)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 근육 세포 및 근원섬유 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYOT Rabbit pAb
비고/별칭	MF3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
종	인간
GeneID (인간)	9499
GeneID	9499
면역원	재조합 단백질 (인간 MYOT (NP_001129412.1)의 아미노산 259-314 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBF9
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백