

Myoz2 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

품목 번호: CM0028597

소개

MYOZ2 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 랫트의 Myozenin-2 (calsarcin-1)를 인식하는 WB, IF/ICC, ELISA에 적용 가능한 폴리클로날 항체입니다. 근절 Z선 조직화 및 칼시뉴린 신호전달에서 핵심적인 역할을 하며, 심장/골격근 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYOZ2 Rabbit pAb
비고/별칭	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
종	인간
GeneID (Human)	51778
GeneID	51778
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NPC6
단백질 무게	30kDa
배송	아이스백