

N5-Methylcytidine Rabbit Pab - M5C

품목 번호: CM0024615

소개

N5-Methylcytidine (m5C)를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, 핵심 RNA 변형입니다. 인간 교차 반응성을 통해 IF/ICC 및 ELISA로 검증되었으며, 에피트랜스크립톰 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	N5-Methylcytidine Rabbit pAb
비고/별칭	m5C; N5-Methylcytidine
면역원	N5-Methylcytidine / m5C에 해당하는 화합물.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
배송	아이스 팩 (Ice bag)