

N6-메틸아데노신 / M6A 마우스 단일클론 항체 - A19136

품목 번호: CM0003140

소개

도트 블롯(DB) 및 ELISA에 대해 검증된 N6-메틸아데노신(m6A) 마우스 단일클론 항체. 종에 독립적인 m6A RNA 변이 검출. 후성유전학 및 RNA 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	N6-메틸아데노신 / m6A 마우스 단일클론 항체
비고/별칭	N6-메틸아데노신; m6A; N6-메틸아데노신 / m6A
유전자 ID (인간)	m6A
면역원	N6-메틸아데노신 / m6A에 해당하는 화합물
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스팩