

Merip, Elisa, If/Icc, Db 및 뉴클레오타이드 어레이용 N6-메틸아데노신 (M6A) 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0000064

소개

meRIP, ELISA, IF/ICC, DB 및 뉴클레오타이드 어레이 적용을 위한 고품질 N6-메틸아데노신 (m6A) 토끼 mAb. 종에 독립적인 교차 반응성을 나타냅니다. 에피트랜스크립토믹스 연구 및 RNA 수정 매핑에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	N6-메틸아데노신 / m6A 토끼 mAb
비고/별칭	N6-메틸아데노신; m6A; N6-메틸아데노신 / m6A
유전자 ID (인간)	m6A
면역원	N6-메틸아데노신 / m6A에 해당하는 화합물
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	기타 수정 항체
애플리케이션	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, 뉴클레오타이드 어레이
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스 팩