

Merip, Dot Blot, Elisa 및 뉴클레오타이드 어레이용 N6-메틸아데노신 (M6A) 토끼 다클로날 항체

품목 번호: CM0000050

소개

meRIP, 도트 블랏, ELISA, IF/ICC 및 뉴클레오타이드 어레이에 대해 검증된 종 비의존적 anti-m6A 토끼 다클로날 항체입니다. RNA 변형 연구 및 에피트랜스크립토 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	N6-methyladenosine / m6A Rabbit pAb
비고 / 별칭	N6-methyladenosine; m6A; N6-methyladenosine / m6A
유전자 ID (인간)	m6A
항원	N6-methyladenosine / m6A에 해당하는 화합물
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
응용	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Nucleotide Array
교차 반응성	종 비의존적 (Species independent)
배송	아이스 백 (Ice bag)