


Wb, Ihc-P, Elisa용 Naa60 토끼 다클로날 항체 - Q9H7X0

품목 번호: CM0028487



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 NAA60 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)와 반응합니다. N-alpha-acetyltransferase 60 (NatF)은 막단백질을 아세틸화하며, 염색체 분리에 필수적입니다. 암 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAA60 Rabbit pAb
비고/별칭	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	79903
GeneID	79903
면역원(Immunogen)	인간 NAA60 (NP_001077070.1)의 아미노산 1-184에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q9H7X0
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스팩