


Wb, Elisa용 Naf1 토끼 다클로날 항체 - Q96Hr8

품목 번호: CM0022331



소개

사람 NAF1의 아미노산 150-400에 해당하는 재조합 융합 단백질을 면역원으로 생성된 이 항체는 리보솜 생성 연구에서 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 응용을 위해 사람, 쥐, 랫트 NAF1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	NAF1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	92345
면역원	사람 NAF1 (NP_612395.2)의 아미노산 150-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q96HR8
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백