


Nag Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9Uj70

품목 번호: CM0030282



소개

NAGK 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 당단백질 대사 및 선천성 면역에서 GlcNAc 키나아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	NAGK Rabbit pAb
비고/별칭	GNK; HSA242910; NAGK
종	인간
GeneID (인간)	55577
면역원	인간 NAGK (NP_060037.3)의 아미노산 50-210 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJ70
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백