

Naif1 토끼 Pab - Q69Yi7

품목 번호: CM0018421

소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 35kDa 핵 세포사멸 유도 인자 1 (NAIF1) 단백질을 표적으로 하는 다클론 항체입니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수       | 값                                                            |
| 제품명        | NAIF1 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭      | C9orf90; bA379C10.2; NAIF1                                   |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 203245                                                       |
| 유전자ID      | 203245                                                       |
| 면역원        | 인간 NAIF1 (NP_931045.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 응용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS      | Q69YI7                                                       |
| 단백질 분자량    | 35kDa                                                        |
| 배송 방식      | 아이스백                                                         |