

Nanog 토끼 단일클론 항체 - Q80Z64

품목 번호: CM0012146



소개

마우스 Nanog(Homeobox protein NANOG)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. ELISA, WB, ChIP 및 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 인간 Nanog와 교차 반응합니다. 줄기세포 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nanog 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
종	마우스
GeneID (인간)	79923
GeneID	71950
면역원	재조합 단백질 마우스 Nanog(NP_082292.1)의 아미노산 160-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	ELISA, WB, ChIP, FC (세포 내)
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q80Z64
단백질 분자량	34kDa
배송	얼음팩