

Wb, If-P, Elisa용 Napsa 토끼 다클로날 항체 - O96009

품목 번호: CM0026045

소개

WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 NAPSA 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 폐포 표면활성제 처리에서의 납신-A(napsin-A) 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAPSA Rabbit pAb
비고/별칭	KAP; Kdap; NAPI; NAPA; SNAPA; NAPSA
종(Species)	인간(Human)
GeneID	9476
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 NAPSA (NP_004842.1)의 아미노산 321-420 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O96009
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)