


Nat10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

품목 번호: CM0026060



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 NAT10 토끼 폴리클론항체. 116 kDa의 RNA 시티딘 아세틸트랜스퍼라제로서 mRNA 및 rRNA ac4C 변형과 리보솜 생합성에 관여하는 인간 및 쥐 NAT10을 대상으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT10 Rabbit pAb
비고/별칭	ALP; Kre33; NET43; NAT10
종	인간
유전자 ID (인간)	55226
유전자 ID	55226
면역원	제조합 단백질 인간 NAT10 (NP_078938.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9H0A0
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백