


Nav2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivl1

품목 번호: CM0018806



소개

CamelBio는 인간 NAV2에 특이적인 NAV2 토끼 폴리클론항체(SWISS Q8IVL1)를 제공합니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 신경 발달 및 세포골격 조직에 관여하는 268kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAV2 Rabbit pAb
비고/별칭	HELAD1; RAINBI; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
종	인간
유전자 ID (인간)	89797
유전자 ID	89797
면역원	인간 NAV2 (NP_660093.2)의 아미노산 1800-1980에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IVL1
단백질 분자량	268kDa
배송	아이스백