

Wb 및 Elisa용 Ncapd2 폴리클로날 항체 - Q15021

품목 번호: CM0022552

소개

WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 NCAPD2 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫 샘플에 대한 반응성을 제공합니다. 콘덴신 복합체 서브유닛 1로, 염색체 응축 및 유사 분열 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCAPD2 Rabbit pAb
비고/별칭	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9918
유전자 ID	9918
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NCAPD2 (NP_055680.3)의 아미노산 1250-1350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB,ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15021
단백질 분자량	157kDa
배송	아이스팩