


Wb, Elisa용 Ncr3 Rabbit Pab - O14931

품목 번호: CM0029910



소개

WB, ELISA용 고품질 NCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). 인간 NCR3 (Nkp30, 22kDa)와 반응합니다. NK 세포 세포독성 및 암 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCR3 Rabbit pAb
비고/별칭	IC7; MALS; CD337; LY117; Nkp30; NCR3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
면역원(Immunogen)	인간 NCR3 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)